

- Asepro 560 tek kullanımlık steril kapüşonlu koruyucu tulum, steril üretim alanları, ilaç endüstrisi ve laboratuvarlarda güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Nefes alabilen kumaşı ve ergonomik tasarımı uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	ISO Sınıfı 5 GMP A/B, Steril
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	●
Paketleme	SD: Steril, ayrı ayrı çift paketlenmiş
Paket Başına Adet	1
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 14126



ISO 11137



Steril

Asepro 560

ASP560 HCA (P) (R) (B) ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

Ürün Sayfası: <https://coverlab.com.tr/product-type/asp560-hca-tr/>

Asepro

Kontrollü ortamlar için üstün konfor, güvenilir koruma ve temiz oda uyumluluğu.



Comfort

Toz ve sıvı sıçramalarına karşı esnek ve hava alan yapısıyla gün boyu konfor ve koruma.



Chemguard

Kimyasal sıvı ve gazlara karşı endüstriyel düzeyde yüksek koruma.

