

- Der Comfort 450 Schutzoverall mit Kapuze kann dank seiner bandversiegelten Nähte sicher zum Schutz vor Chemikaliensprühnebel eingesetzt werden.
- Er bietet zuverlässigen Schutz gegen infektiöse Erreger, Kontaminationen und zytostatische Arzneimittel.
- Sein atmungsaktives Material und das bewegungsfreundliche Design sorgen den ganzen Tag über für hohen Tragekomfort.

Produkteigenschaften

Gefahren	Infektiöse Erreger, Kontamination, Nebel, Radioaktive Partikel, Sprühnebel, Trockene Partikel, Zytostatische Arzneimittel
Kontrollierte Umgebungen	Nicht steril
Materialien	Laminiert SS (55 g/m ²)
Nähte	Nahtbandversiegelt, Overlocknaht
Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Farben	●
Verpackung	00: Einzeln einfach verpackt 0B: Lose in einem Außenbeutel verpackt
Stück pro Verpackung	00: 1, 0B: 25
Stück pro Karton	50



CMF450 HCA ¹ ¹ Schutzoverall mit Kapuze



Kapuze mit Gummizug für einen dichten Abschluss um die Gesichtsausrüstung.



Elastische Handgelenkbündchen.



Elastische Fußgelenkbündchen.

Hinweise

¹ : Verpackung, : Farbe, : Größe. Informationen zum Teilenummernsystem: [PNS-CL-de.pdf](https://coverlab.com.tr/PNS-CL-de.pdf)

² Größentabellen anzeigen: [SZT-CL-de.pdf](https://coverlab.com.tr/SZT-CL-de.pdf)

Asepro

Überragender Komfort,
zuverlässiger Schutz und
Reinraumtauglichkeit für
kontrollierte Umgebungen.



Comfort

Komfort und Schutz den
ganzen Tag durch flexible,
atmungsaktive Struktur
gegen Staub und
Flüssigkeitsspritzer.



Chemguard

Industrietauglicher
Hochschutz gegen
chemische Flüssigkeiten und
Gase.



www.coverlab.com.tr

ANECO